

Let op:

- De benen moeten oedeemvrij zijn.
- Het beste is 's morgens te meten, daar op dit tijdstip de benen niet of het minst oedemateus zijn.
- Gebruik bij het meten een Juzo® maatband.
- De patiënt met behulp van een maatplank opmeten (bij flebologische verzorgingen en bij littekenbehandeling).
- De omvangsmaten dienen "aangesloten" genomen te worden (maatband dient goed om de huid te sluiten).
- Bij iedere omvangsmaat ook de lengtemaat nemen, om zowel pasvorm als compressieverloop te waarborgen.
- Lengtematen aan de binnenzijde van het been resp. de voet nemen.
- Pantybroekjes dienen tot boven de bekkenkam resp. het midden van de taille te zitten, om niet af te zakken.

Uitvoeringen:	ckl-AT	ckl-beendelen	ckl-lichaamsdeel
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	2
	4	4	2

Standaard combinaties – iedere andere combinatie mogelijk

Een uitvoerige handleiding voor het maatnemen vindt u in de Juzo® folder "Exact maatnemen voor compressiekousen en -panty's".

Opmerkingen bij lymfologische bandages:

Voor de bandages die ingezet worden in de lymfologie heeft Juzo® speciale meetlinten ontwikkeld.

Deze meetlinten hebben een lengte van 2 meter. Speciaal voor de lymfologische patiënten met grote omvangen.

- Meet de lengte-maten ℓD , ℓF of ℓG (ℓG bij panty's = tot in het kruis meten / ℓG bij kousen = tot in de bilplooï meten). Deze maten moeten in staande positie gemeten worden.
- Meet alle andere beenmaten aan bij de liggende patiënt.
- Meet niet in huidplooïen.
- Wanneer u de omvangsmaten onder spanning bepaalt, dan dient u de spanning geleidelijk op te voeren. Het mag in ieder geval niet als pijnlijk ervaren worden door de patiënt.
- Om een optimaal drukverloop en een anatomische pasvorm te garanderen kan men een schuine afwerking bestellen.
- Bij anatomische afwijkende maten en vormen, graag foto's mee sturen.

Indien men een combinatie bandage besteld, graag 2 aparte maatbladen nemen en invullen.

Voor uw keuze voor en specifieke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.