

Let op:

(Deze afmetingen zijn nodig voor alle uitvoeringen.)

Omvang "cB" begint direct onder de kin.

Omvang "cA" moet parallel met omvang "cB" worden gekozen, daarbij mag de afstand niet te klein zijn, om te vermijden dat de stof oprolt.

Omvang "cC" begint aan de punt van de kin.

Omvang "cD" moet indien mogelijk direct onder de onderlip gemeten worden.

De omvangmaten "cB", "cC" en "cD" lopen op het achterhoofd over de eerste halswervel.

Omvang "cE" moet direct boven de wenkbrauwen worden gemeten.

Deze afmetingen zijn bijkomend nodig voor de uitvoeringen hoofdbandage gezichtsveld vrij en gezichtsmasker.

Omvang "cE¹" moet parallel met omvang "cE" worden gekozen, daarbij moet de afstand de breedte van de voorhoofdsband hebben.

∅EE¹ = Breedte voorhoofdsband

∅DE = Positionering voorhoofdsband

Belangrijk:

Bij bandages voor kinderen en jongeren die nog in de groei zijn, moet regelmatig de ontwikkeling van de kaak worden gecontroleerd door een kaakchirurg.

Door compressie kan in de kaak een standafwijkingen ontstaan.

Voor gezichtsmasker

Aanwijzingen bij de maten die aangegeven zijn op de tekening

Breedtematen (horizontal gemeten)

K = Breedte uitsparing voor de mond

M = Breedte uitsparing voor de neus

M¹ = Met passend ingebreide neus
(gemeten van neusvleugel tot neusvleugel over het punt van de neus)

N = Breedte uitsparingen voor de ogen

P = Breedte neusrug tussen te ogen

Lengtematen (vertikaal gemeten)

M² = Neuswortel tot punt van de neus

S = Van bovenlip tot neus

T = Van kinbanden tot oog

U = Hoogte uitsparingen voor de ogen

Let op:

Houd er rekening mee dat de uitsparingen zo klein mogelijk moeten worden gehouden, om de compressie en het succes van de behandeling niet te verminderen.

Bij lymfologische aandoeningen kunnen bij uitsparingen vensteroedemen ontstaan.

Bij de uitvoeringen met een gesloten voorhoofdsgedeelte is ook het volledige achterhoofd gesloten.

Bij de variant met een open voorhoofdsgedeelte is ook het achterhoofd tot aan de hoogte van het voorhoofdsgedeelte open.

Voor uw keuze voor en specifieke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo[®] Expert speciale medische hulpmiddelen.