

## Handleiding exact maatnemen voor Juzo® thorax-bandages

### Omvangmaten

- cT** = Tailleomvang
- cN** = Borstomvang onder de oksels
- cH** = Armomvang, van de schouder verticaal onder de oksel door gemeten
- cK** = Omvang heup, bij verlengde thorax-bandage minstens tot onder het heupbeen

### Lengtematen (oodrecht meten)

Volgens de pijlen in te vullen in het maatschema.

- Ⓛ**TS** = Van het midden van de schouder tot aan de taille
- Ⓛ**KT** = Van de taille tot aan de heup
- Ⓛ**KK'** = Van de hoogte van de heup vooraan door het kruis tot aan de hoogte van de heup naar achteren
- Ⓛ**QU** = Breedte van de halsuitsparing (decolleté) voor
- Ⓛ**RS** = Diepte van de halsuitsparing (decolleté) voor

Door middel van klittenband kan de thoraxbandage worden verbonden met een compressiekous.

Stuur daarvoor de maatschema's "thorax-bandages" en "compressiekousen/-panty's vlakbrei" samen op en voeg er een verwijzing bij.

Bij de uitvoering met de **naden naar buiten** worden alle naden aan de buitenkant gelegd, waardoor een nog vlakkere naad aan de binnenkant wordt verkregen.

Indien u niet wenst dat het ruggedeelte tot aan de nek gesloten is, dan dient u de diepte van de ruguitsparing aan te geven. De breedte van de ruguitsparing is afhankelijk van de breedte van de halsuitsparing.

De **niet-elastische rugzone** is een ca. 3 cm breed gedeelte in de rug, dat met een niet-elastische draad wordt geweven. Dit voorkomt een compensatiehouding bij kinderen.

Om de borstomvang te meten, meet u de omvang over de borst heen (ter hoogte van de tepel).

Om de borstomvang onder de borst te meten, meet u direct onder de borst.

Om een optimale druk in de borstzone te bereiken, zijn armaanzetten (tshirt-vorm) of compressiearmbandjes aan te bevelen.

De armaanzetten tot minstens "F" meten. De bijbehorende lengte en omvangsmaten aangeven.

Wanneer er **borstuitsparingen of geïntegreerde cups** nodig zijn, dan dient u de cupmaat aan te geven.

Voor de compressie van de borst is geen bijkomende niet-elastische BH nodig.

De geïntegreerde cups worden met een nagenoeg niet-elastische draad geweven en hebben daardoor een licht comprimerende werking.

Bij verschillende cupmaten, de maten voor links en rechts aangeven.

Bij anatomische afwijkende maten en vormen, graag foto's mee sturen.

## Handleiding exact maatnemen voor bijbehorend Juzo® armbandjes en/of armaanzetstukken

### Omvangmaten

- cC** = Pols
- cC'** = Bij volwassenen 6 cm boven "cC" bij kinderen individueel
- cD** = Midden onderarm
- cE** = Midden elleboog
- cF** = Midden bovenarm
- cG** = Hoogte okselholte

### Lengtematen

Alle lengtematen worden vanaf "C" of bij armaanzetten vanaf de respectievelijke eindmaat gemeten.

Ⓛ**GH** moet van de hoogte "cG" tot aan de schouder worden gemeten.

Voor uw keuze voor en specifieke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.

Ook verwijzen wij u naar de uitgebreide Juzo® handleiding voor het aanmeten van thoraxbandages.