

Kleuren- en siliconenbandoverzicht Juzo® compressiekousen/-panty's (zonder naad)

De fijne modieuze

Juzo® Attractive
Juzo® Hostess®
Juzo® Soft

Suiker (Sugar)	Sesam (Sesame)	Amandel (Almond)	Nootmuskaat (Nutmeg)	Kaneel (Cinnamon)	Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Blauwe bosbes (Blueberry)	Zwarte peper (Black pepper)
----------------	----------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------

Noppensiliconenband – Decoratieve siliconenband – Kanten siliconenband – Comfort siliconenband – Tricotboord (alleen Juzo® Soft)

De sportieve allrounder

Juzo® Soft Rib

Suiker (Sugar)	Amandel (Almond)	Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Wacholder (Dunkelblau)	Zwarte peper (Black pepper)
----------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Gebreide boord – Noppensiliconenband

Juzo® Dynamic
Cotton Rib

Zout en peper (Salt-pepper)	Amandel (Almond)	Cacao (Cacao)	Maanzaad (Poppy seed)	Wacholder (Dunkelblau)	Zwarte peper (Black pepper)
-----------------------------	------------------	---------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Gebreide boord – Noppensiliconenband

De therapie intensieve

Juzo® Dynamic

Sesam (Sesame)	Amandel (Almond)	Zwarte peper (Black pepper)
----------------	------------------	-----------------------------

Noppensiliconenband – Decoratieve siliconenband – Kanten siliconenband – Tricotboord

Juzo® Dynamic Silver

Amandel (Almond)

Noppensiliconenband – Decoratieve siliconenband – Kanten siliconenband – Tricotboord

Juzo® Dynamic Cotton

Amandel (Almond)	Zwarte peper (Black pepper)
------------------	-----------------------------

Noppensiliconenband – Decoratieve siliconenband – Kanten siliconenband – Tricotboord

Siliconenbanden – voor een perfecte pasvorm



Noppensiliconenband



Decoratieve siliconenband



Kanten siliconenband



Comfort siliconenband

Handleiding exact maatnemen voor Juzo® compressiekousen/-panty's

Let op:

- De benen moeten oedeemvrij zijn.
- Het beste is 's morgens te meten, daar op dit tijdstip de benen niet of het minst oedemateus zijn.
- Gebruik bij het meten een Juzo® meetlint.
- Bij voorkeur de patiënt met behulp van een maatplank opmeten.
- Alle omvangsmaten aangesloten meten.
- Bij iedere omvangsmaat ook de lengtemaat nemen, om zowel pasvorm als compressieverloop te waarborgen.
- Lengtematen aan de binnenzijde (mediaal) van het been resp. de voet nemen.
- Pantybroekjes dienen tot boven de bekkenkam resp. het midden van de taille te zitten, om niet af te zakken.
- Zwangerschapsbroek tot onder de ribbenboog meten.

Een uitvoerige handleiding voor het maatnemen vindt u in de Juzo® folder "Exact maatnemen voor compressiekousen en -panty's".

Voor uw keuze voor en specifieke uitvoering verwijzen wij u naar de Juzo® Productoverzicht.