

Pressemeldung

Produktoptimierung: Die neue JuzoPro Epi

Die Epikondylitisspange JuzoPro Epi wurde rundum überarbeitet und optimiert.

Die Epikondylitisspange im neuen, modernen und **filigranen Design** ist jetzt noch wirkungsvoller und einfacher zu handhaben – für ganz natürliche Bewegungsabläufe.

Die **dreiecksförmige Pelotte** ist durch ihre ergonomische Form besser an die Anatomie angepasst. Die unterschiedlichen **Noppierungen** üben Druck auf die Unterarmmuskulatur aus. Dadurch wird der Muskelansatz entlastet und der Muskelfortsatz sowie die Faszien werden stimuliert.

Der Druck ist durch die Position des **Umlenkers** direkt über der Pelotte optimal verteilt.

Der Klettgurt kann ab sofort auf beiden Seiten auf die gewünschte Länge angepasst werden. Mikroklettverschlüsse und zusätzliche Stopper an den Gurtenden garantieren eine ideale Justierung und ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die **integrierte Polsterung** verbessert durch eine neue 3D-Struktur den Lymphabfluss des umliegenden Gewebes. Durch ein extra breites, besonders hautfreundliches Polster werden Druck- und Scheuerstellen vorgebeugt.

Mehr Informationen finden Sie hier: juzo.de/juzopro-epi

Bilder: Julius Zorn GmbH

JuzoPro Epi – jetzt noch wirkungsvoller in modernem Design.