

Pressemeldung

Neue Juzo GenitalCompress Shorts für flexible Kompression von Genital-, Becken- und Unterbauchödemen

Individuell anpassbare Kompression für Frauen und Männer

Aichach, 11.08.2026 – Mit den neuen, individuell anpassbaren Juzo GenitalCompress Shorts erweiterte Juzo im August 2026 sein Portfolio für die konservative Versorgung von Genital-, Becken- und Unterbauchödemen.

Die Versorgung von Ödemen in diesen Bereichen ist aufgrund unterschiedlicher Ausprägungen und anatomischer Gegebenheiten häufig herausfordernd. Geeignete Lösungen müssen sich daher flexibel an die individuelle Situation der Betroffenen und Veränderungen im Therapieverlauf anpassen lassen.

Das neue Versorgungssystem von Juzo ermöglicht eine solche anpassbare Kompression. Es ist als Damen- und Herrenausführung erhältlich und wurde speziell für die Anforderungen im sensiblen Genital- und Unterbauchbereich entwickelt.

„Genitallymphödeme und Ödeme des unteren Bauchbereichs stellen hohe Anforderungen an die Kompressionstherapie. Da Lokalisation und Ausprägung der Schwellungen bei Patientinnen und Patienten sehr unterschiedlich sein können, braucht es Versorgungslösungen, die sich flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse der Betroffenen anpassen lassen“, erläutert Jakob Dotterweich, Produktmanagement bei Juzo.

Vor diesem Hintergrund wurden die Juzo GenitalCompress Shorts unter der fachlichen Mitwirkung von Prof. Dr. med. Christian Taeger entwickelt. Mit den Shorts überträgt Juzo das bewährte medizinische adaptive Kompressionssystem auf die Versorgung von Genital-, Becken- und Unterbauchödemen und entwickelt den Ansatz für die besonderen Anforderungen dieser Ödemlokalisationen weiter.

Kern der Versorgung ist die Kombination aus einer individuell anpassbaren Innenhose und einer fest verbundenen, stabilisierenden Außenhose. Mithilfe anatomischer, horizontaler und vertikaler Bänder mit Klettverbindungen lässt sich der Druck und Halt der Kompressionsversorgung stufenlos regulieren und bei Bedarf während des Therapieverlaufs anpassen. So können sowohl unterschiedliche anatomische Gegebenheiten als auch Veränderungen des Ödembefunds berücksichtigt werden.

Ein weiterer Vorteil der adaptiven Versorgung liegt in ihrer einfachen Handhabung. Die Möglichkeit, die Kompression innerhalb der therapeutischen Vorgaben selbst anzupassen, unterstützt das Selbstmanagement der Betroffenen und erleichtert die Integration der Versorgung in den Alltag. Dies unterstützt die kontinuierliche Umsetzung der Kompressionstherapie und ermöglicht Betroffenen mehr Flexibilität im Alltag. Eine Versorgung, die sich besser in tägliche Abläufe integrieren lässt, kann langfristig dazu beitragen, Therapieadhärenz, Selbstständigkeit, Mobilität und Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten oder zu steigern.

Da sich die anatomischen Anforderungen bei Frauen und Männern unterscheiden, stehen geschlechtsspezifische Ausführungen zur Verfügung. Ergänzend können anatomisch geformte Juzo SoftCompress Pads eingesetzt werden. Diese erhöhen den Druck gezielt im betroffenen Bereich. Durch die Kombination aus adaptiver Kompression und zusätzlicher Druckverstärkung lässt sich eine dreidimensionale Druckwirkung erzielen, die eine bedarfsgerechte Versorgung verschiedener Ödemausprägungen unterstützt.

Mit der Einführung der Juzo GenitalCompress Shorts erweitert Juzo sein lymphologisches Produktportfolio um eine weitere Versorgungsoption für Ödemformen, die aufgrund ihrer Lokalisation oft besondere Anforderungen an Anpassbarkeit, Druckgestaltung und Therapiekonzept stellen. Die Versorgung wurde für Betroffene mit einem Lymphödem im Bereich der Genitalien, des Beckens oder auch des Unterbauchs sowie für postoperative und posttraumatische Ödeme konzipiert.

Für die Damen- und Herrenausführung der Juzo GenitalCompress Shorts stehen jeweils sechs Größen zur Verfügung, um eine möglichst passgenaue Versorgung sicherzustellen. Die medizinische adaptive Kompression lässt sich individuell an die jeweilige

Versorgungssituation anpassen und bei Bedarf im Therapieverlauf nachjustieren. Die Shorts werden in der Farbe Schwarz angeboten und ermöglichen damit eine dezente und alltagstaugliche Versorgung. Die Shorts sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Zeichenzahl inkl. Leerzeichen: 4025

Bilder: Juzo

Julius Zorn GmbH

Die Julius Zorn GmbH, mit Hauptsitz im bayerischen Aichach, wurde 1912 in Zeulenroda (Thüringen) gegründet und beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeitende. Mit der Schwesterfirma in den USA und verschiedenen Tochterfirmen und Vertriebsorganisationen in Europa und Kanada bedient der Hersteller medizinischer Hilfsmittel einen internationalen Markt. Als Spezialist mit über 100 Jahren Erfahrung in der Kompressionstherapie hat Juzo es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern und Beschwerden nachhaltig zu lindern. Dafür produziert das Unternehmen innovative Produkte wie Kompressionsversorgungen in Rund- und Flachstrick sowie Bandagen und Orthesen, größtenteils „Made in Germany“ für die Bereiche Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie. Neben den Produkten der Fachhandelsmarke Juzo gibt es die Juzo Akademie mit Fortbildungen u. a. für den medizinischen Fachhandel, die Marke sportomedix mit hochfunktionellen Produkten für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler und die Marke EquiCrown mit medizinischen Kompressionsbandagen für Pferde. Mit Hightech, Handarbeit und Herz fertigen die Beschäftigten bei Juzo fortschrittliche und individuelle Lösungen für mehr Lebensfreude in Bewegung. Weitere Infos unter juzo.com

Pressekontakt:

Laura Schultes

Tel. 08251 901 577

E-Mail: laura.schultes@juzo.de