

NEU: Juzo Compression Wrap

Sortimentserweiterung um vier neue Segmente

Der Juzo Compression Wrap ist eine echte Erfolgsgeschichte. Denn das medizinisch adaptive Kompressionssystem (MAK) hat sich als praktische und effiziente Alternative zu herkömmlichen Kompressionsbinden etabliert. Diese Erfolgsgeschichte wurde jetzt um vier weitere Kapitel fortgeschrieben. Denn vom Juzo Compression Wrap gibt es seit dem Frühjahr neue Segmente für Arm, Hand, Oberschenkel und Knie.

Die Hauptvorteile des Compression Wrap liegen auf der Hand:

Durch die einfache und zeitsparende Handhabung bleibt mehr Zeit für die Patienten. Und nach einer Einweisung sind die Anwender sogar selbst in der Lage, sich ihre medizinisch adaptive Kompressionsversorgung anzulegen. Dabei lassen sich die Elemente jederzeit nachjustieren, damit auch nach dem Abschwellen oder einer ersten Entstauung eine effektive Kompressionswirkung erzielt werden kann. Die Elemente sind links und rechts tragbar und können von Beige auf Schwarz gewendet werden.

Alle Vorteile im Überblick

- + Ideal bei schwankenden Umfängen
- + Variabler Kompressionsdruck zwischen 30 und 60 mmHg
- + Niedriger Ruhedruck bei hohem Arbeitsdruck
- + Individuell justierbar durch doppelseitige Klettverschlüsse
- + Spezielle Einkerbung an den Laschen zur Vorbeugung von Fensterödemen+ Griffzonen zum leichteren Anziehen